



CAPAZ Schnittstelle zu Gendex VixWin

1. VixWin Software installieren
2. VixWin Software starten und im Menü unter „Optionen“ den Eintrag „Vorgaben“ auswählen. Hier den Schalter „Bridge“ (VDDS compatible) anklicken und Dialog mit OK verlassen.
3. **CAPAZ** öffnen und mit F10 den Dialog „+Menü“ starten



4. Klick auf den Button „Menü ändern“



5. Im Dialog +Menü anpassen den Eintrag „Gendex VixWin“ im rechten, unteren Bereich mit der rechten Maustaste anklicken. Die rechte Maustaste gedrückt halten, in das Fenster „aktuelles Menü“ ziehen und Maustaste los lassen.
6. Dialog mit Speichern verlassen. Die Patientendaten werden jetzt über den Eintrag im „+Menü“ übergeben.

